

類別：機械器具 73 補聴器

管理医療機器

JMDN コード：34671000


一般的名称：耳かけ型補聴器

## 販売名：補聴器 ND-B4

## 【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。  
補聴器や電池は飲み込むと危険である。  
大きな音で聞き続けられないこと。  
大きな音で聞き続けると、さらに聞こえを悪くすることがある。また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。  
他人に補聴器を貸さないこと。  
他人の耳を傷めることがある。  
かゆみやかぶれに注意すること。  
体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。  
皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。

## 【形状・構造及び原理等】



寸法／質量： 4.79 × 1.60 × 1.01 cm／約 4.4 g  
材質： 本体 ABS 樹脂  
フック ポリプロピレン  
接続チューブ ポリ塩化ビニール  
耳せん シリコンゴム  
空気電池： PR48 (1.4 V) 1 個  
原理： 音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより聴力を補う。

## 【使用目的、効能又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とする耳かけ型補聴器。

## 【品目仕様等】

90 dB 最大出力音圧レベル (ピーク値)：144 dB 以下  
最大音響利得 (規準周波数)： 60 dB ± 5 dB  
注： オプションは取扱説明書参照。

## 【操作方法又は使用方法等】

電池ホルダーに電池を入れ、電池ホルダーを閉じ、本体を装着します。  
スイッチを「M1」または「M2」にします。  
聞きやすい音の大きさにボリュームを調整します。  
使用を終えるときはスイッチを切り、耳から外します。

## 【使用上の注意】

- 次の場合、補聴器の使用前、あるいは使用中は中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けること。
  - 耳漏、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、耳の皮膚にかゆみやかぶれなどが認められるとき。
- 以下の診断・治療を受けるときは、補聴器を外すこと。
  - MRI (磁気共鳴画像診断装置) による診断
  - CT などの X 線を使用した診断
  - マイクロ波治療器など電磁波を利用した装置での治療
  - 放射線などによる治療
- 洗面所や道路など、落とすと壊れやすい場所での補聴器のつけ外しをしないこと。
- ヘアスプレーや香水等、気化する物を使用しないこと。
- ストーブのそば、直射日光の当たる場所、車の中などの温度の高くなる場所や、浴室、加湿器のそばなど湿度の高くなる場所に置かないこと。
- 内部をハリ、ピン、ペン先などでつかないこと。
- 強力な磁気を帯びたものに触れさせないこと。
- 取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、室温で保存すること。

電池寿命 約 375 時間  
電池寿命は、使用条件によって異なる場合がある。  
耐用期間 [自己認証 (当社データ) による]  
本体 5 年

## 【保守・点検に係る事項】

補聴器本体や電池を、タオル等を使用してお手入れをしてください。詳細は、取扱説明書の「いつまでもお使いいただくために」の章を参照してください。

## 【包装】

片耳／1 箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

## 製造販売業者

リオン株式会社

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41  
TEL：042-359-7880 (代表) FAX：042-359-7441

## 製造業者

リオン株式会社 武蔵リオン株式会社

アルファリオン株式会社

## お問い合わせ先 (販売元)

株式会社ニコン・エシロール

ヒアリングエイドセールス イズム販売

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-8  
住友不動産両国ビル

TEL：03-5600-3528 (代表) フリーダイヤル：0120-312-507

取扱説明書を必ず参照してください

No. 59680